

# EMARIN SDA S.A.

PRODUCTOS DIAGNOSTICO CLINICO "SDA"  
EMILIA TELLEZ 5470 ÑUÑO A  
TELEFONO 27690402  
emarinsda@gmail.com



## Estándar de Turbidez Mc.Farland 0.5

El Estándar McFarland 0,5 es un precipitado de Sulfato de Bario ( $BaSO_4$ ) insoluble.

Conservar en oscuridad a T° ambiente.

Agitar bastante el tubo con el estándar justo antes de su uso de comparación.

Renovar los estándares cada seis meses.

**Absorbancia a 625 nm 0.089 LOTE: 121126**

**NEFELOMETRO:**

**0,08-0,1 a 625 nm en tubo de 1 cm de diámetro.**

